

## Laser/LED Einweg-Augenschutzpads

### Produktinformationen :

**ARTIKEL-NR.:** 600-LASP-25-N-TK

**Produktgewicht:** 0 g



### Zertifizierte Schutzstufen gem. EN 207

Wellenlängen (nm)	Schutzstufen
• 180-315	D LB7 + IR LB3 + M LB3Y (OD7+)
• >315-1400	D LB6 + IR LB7 + M LB7Y (OD7+)
• >1400-11000	DI LB4 (OD4+)

## Eigenschaften:

### Patientenschutzprodukt für Laser- und LED-Behandlungen.

Unsere latexfreien und hypoallergenen Augenschutzpads bieten dem Patienten lichtdichten Augenschutz während der Anwendung. Die flache Form erleichtert die Handhabung in den zu behandelnden Gesichtsbereichen. Augenbrauen und Schläfen des Patienten bleiben für die Behandlung frei zugänglich. Die leicht haftende Auflagefläche ermöglicht ein schmerzfreies Positionieren und Entfernen. Zudem erleichtert die Zuglasche das Abnehmen der Augenschutzpads nach der Behandlung. Die Einweg-Augenschutzpads sind zertifiziert nach europäischen Standards.

- 25 Paar pro Packung
- Farbe: weiß
- Auch für IPL geeignet
- Angewendete Normen: EN 207:2017