



IPL Schutzbrille ONTOR Shade 2

Produktinformationen :

ARTIKEL-NR.:	600-K132-ONTO-2-54
Filterfarbe:	grün
Gestellfarbe:	schwarz/weiß
Filtermaterial:	Polycarbonat, Kratzfest
Produktgewicht:	44 g



Alle Angaben ohne Gewähr.
All information is provided without guarantee.

Die IPL-Schutzbrille ONTOR Shade 2 (für Brillenträger geeignet) bietet Sicherheit für Anwender und Patient bei IPL-Behandlungen.

Eigenschaften:

Unsere **IPL-Schutzbrille ONTOR** ist eine leichte, vielseitig einsetzbare **Schutzbrille** aus einem Kunststoffgestell, die sich hervorragend als Überbrille für Brillenträger eignet. Das Gestell bietet ein sehr großes Sichtfeld und weit herumgezogener seitlicher Abdeckung, bei hervorragendem Tragekomfort durch flexible und in der Länge und Neigung verstellbare Bügel, und einer speziellen Soft-Rubber-Polsterung im Stirnbereich. Die **IPL-Schutzbrille ONTOR** bietet Sicherheit für Anwender und Patient bei **IPL-Behandlungen**.

- Abschwächung gemäß **EN 169: Shade 2**
- geeignet für **IPL-Anwendungen**
- modernes Sport-Design
- hohe Trageakzeptanz durch perfekten Sitz
- uneingeschränktes Sichtfeld
- für Brillenträger geeignet
- Individuell einstellbare Bügellänge
- Vorneigung der Schutzscheibe einstellbar
- leicht (44g)

Im Lieferumfang enthalten: Mikrofaserbeutel mit PROTECT-Logo, Polybag, Gebrauchsanweisung, Putztuch mit PROTECT-Logo, Brillenkopfband