

Augenkappen Metall (mit Applikator) M

Produktinformationen :

ARTIKEL-NR.: 600-AUGK-M-APP-M

Produktgewicht: 0 g

Anwendung für alle Laserwellenlängen Material:
Edelstahl, blickdicht Abmessung: ca. 25,5 x
23,0 mm Ein Paar mit festem Griff Augenkappen
autoklavierbar



Eigenschaften:

Anwendung für alle Laserwellenlängen

Material: Edelstahl, blickdicht

Abmessung: ca. 25,5 x 23,0 mm

Ein Paar mit festem Griff

Augenkappen autoklavierbar

Die Augenkappen wurden, ähnlich wie Kontaktlinsen, direkt auf das Auge gesetzt. Die abgerundeten Kanten schließen eine Verletzungsgefahr für das Auge aus.

Die Augenkappen sind auf der Innenseite hochpolier und haben eine mattierte Außenseite, die das medizinische Personal vor rechteten Reflexion schützt.

Die Edelstahlausführung ist 100% blickdicht und somit für alle Laserwellenlänge als Schutz geeignet. Weitere Varianten sind auch als [Kunststoffausführung](#) verfügbar.

AUGENKAPPEN SIND NICHT RABATTIERFÄHIG!