

PROTECT[®]
LASERSCHUTZ GMBH

Ihre Sicherheit. Unser Auftrag!
Your Safety. Our Concern!



Aktive Shutter Schutzbrille

Active Shutter Safety Eyewear

Aktive Shutter Schutzbrille

Active Shutter Safety Eyewear

Unsere Shutterbrille ist die optimale Brillenlösung für IPL-Anwendungen. Die Shutter-Technologie reagiert im Mikrosekundenbereich auf den IPL-Blitz, verdunkelt die Gläser blitzschnell und schützt so den Träger vor möglichen Augenverletzungen. Sie verbindet exzellente Sicht im passiven Zustand mit hohem Schutz während des IPL-Blitzes.

Our shutter safety eyewear is the optimal solution for IPL applications. The shutter technology reacts in the microsecond range to the IPL flash, darkens the lenses at lightning speed and thus protects the wearer from possible eye injuries. It combines excellent passive vision with high protection during the IPL flash.



Zweifache Anwendung in der Dermatologie!

- **SHUTTOR**
für IPL-Anwendungen
- **Stick (ON)TOR**
für IPL-Anwendungen und Laserschutz,
in der Kombination mit ONTOR

Dual use in Dermatology!

- **SHUTTOR**
for IPL applications
- **Stick (ON)TOR**
for IPL applications and laser protection,
in combination with ONTOR



Highlights:

- » Schaltzeit von 150 μ s
- » Helligkeit: Shade 2 (offen)
Shade 9 (geschlossen)
- » Austauschbare Batterie
- » Kombinierbar mit einer Laserschutzbrille
- » Als Überbrille geeignet
- » Perfekter Sitz durch individuell einstellbare Bügel in Länge und Neigung

Highlights:


- » Switching time of 150 μ s
- » Brightness: Shade 2 (open)
Shade 9 (closed)
- » Replaceable battery
- » Can be combined with laser safety eyewear
- » Suitable as over-glasses
- » Perfect fit due to individually adjustable temples in length and inclination

Aktive Shutter Schutzbrille

Active Shutter Safety Eyewear

Einfacher Wechsel der Kombinationen mittels Steckverbindung.

Simple change of the combinations by means of plug connection.



Wählen Sie Ihre individuelle Kombination. Wir beraten Sie gerne.
Choose your individual combination. We will advise you with pleasure.


SHUTTOR ■ Aktive IPL-Shutterbrille ■ Active IPL-Shutter eyewear	<input type="checkbox"/>	Anwendung Application				
Stick (ON)TOR ■ Aktive IPL-Shutterbrille mit passiver IPL-Brille und / oder mit Laserschutzbrille ONTOR ■ Active IPL-Shutter eyewear with passive IPL eyewear and / or with laser safety eyewear ONTOR	<input type="checkbox"/>	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">IPL</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Lasere</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	IPL	<input type="checkbox"/>	Lasere	<input type="checkbox"/>
IPL	<input type="checkbox"/>					
Lasere	<input type="checkbox"/>					
■ IPL-Set im Koffer: mit aktiver IPL-Shutterbrille, passiver IPL-Brille, Laserschutzbrille ONTOR – abgestimmt auf Ihre Anwendung, Patientenschutz ■ IPL-Set in case: with active IPL-Shutter eyewear, Laser safety eyewear ONTOR – tailored to your application, Patient safety	<input type="checkbox"/>	Anmerkungen Notes: 				

Ihre Kontaktdaten | Your contact details

Firma / Praxis Company / Doctor's office		Telefon Phone	
Name, Vorname Surname, First name		E-Mail Email	
Straße, Nr. Street, No.		Datum, Unterschrift (mit Firmenstempel) Date, Signature (with company stamp)	
PLZ, Ort Postcode, City			

Bitte senden Sie dieses Formular an info@protect-laserschutz.de oder per Fax an +49 911 964431-181.
 Please send this form to info@protect-laserschutz.de or by fax to +49 911 964431-181.

Ihre Sicherheit. Unser Auftrag!
Your Safety. Our Concern!



PROTECT-Laserschutz GmbH
Mühlhofer Hauptstraße 7
90453 Nürnberg
Germany
Tel: +49 911 964431-0
Fax: +49 911 964431-181
info@protect-laserschutz.de
www.protect-laserschutz.de

Feld für Ihren Firmenstempel
Field for your company stamp