



RÖNTGENSCHUTZ X-RAY PROTECTION

ZERTIFIZIERTE RÖNTGENSCHUTZBRILLEN

CERTIFIED X-RAY PROTECTION EYEWEAR

Einige Brillenmodelle sind auch mit Ihren Korrektionswerten erhältlich.

Some of eyewear models are also available with your correction values.

Der Bleigleichwert der Gläser beträgt 0.75 mm Pb.


The lead equivalent value of the glasses is 0.75 mm Pb.

XR540 - Berlin

700-G000-XR-540-01



- sportives Wraparound-Design
- indirektes Belüftungssystem
- weiche Nasenauflage
- weiche Bügelenden
- sportive Wraparound-Design
- indirect ventilation
- soft nose pad
- soft temple tips



XR550 - Rom

700-G000-XR-550-05



- anschmiegsame, dezente Bügel für hohen Tragekomfort
- supple, refined temples for high wearing comfort





XR620 - London

700-G000-XR-620-10



- sportliche Überbrille mit elastischen Bügeln
- rundum dicht abschließend
- sportive overspec with elastic temples
- close fitting frame



XR580 - Oslo

700-G000-XR-580-01



- sportives Wraparound-Design
- weiche Nasenauflage und Bügelenden
- sportive Wraparound-Design
- soft nose pad and temple tips

ZERTIFIZIERTE RÖNTGENSCHUTZKLEIDUNG

CERTIFIED X-RAY PROTECTION CLOTHING

Röntgenschutzschürzen

x-ray protection aprons

Größe Size	Körpergröße body height	empf. Länge rec. length
XS	145 - 155 cm	90 cm
S	155 - 165 cm	100 cm
M	165 - 175 cm	110 cm
L	175 - 185 cm	120 cm
XL	185 - 195 cm	130 cm

Die Schürzen besitzen eine Breite von 60 oder 75 cm.

Auf Wunsch sind weitere Größen als Sonderanfertigung möglich.

The aprons have a width of 60 or 75 cm.
Special sizes are available on request.



Bleigleichwerte: lead equivalent value:	Einseitiger Schutz vor Röntgenstrahlung one-sided protection	Zweiseitiger Schutz vor Röntgenstrahlung double-sided protection
Vorderseite front body part	0.25 mm Pb 0.35 mm Pb 0.5 mm Pb	0.25 mm Pb 0.35 mm Pb 0.5 mm Pb
Schürzenrückseite reverse body part		0.25 mm Pb

In verschiedenen Farben erhältlich

Available in various colors



ZERTIFIZIERTE RÖNTGENSCHUTZKLEIDUNG
CERTIFIED X-RAY PROTECTION CLOTHING



Beidseitige Röntgenschutzschürze
double-side x-ray protection apron



Röntgenschutzweste mit Rock | Mantel
x-ray protection vest with skirt | coat



Röntgenschutzhalbschürze
waist apron



Röntgenschutzfäustlinge
x-ray protection mittens



Halskragen Rigoletto
neck collar Rigoletto



Halskragen Nabucco
neck collar Nabucco

ZERTIFIZIERTE RÖNTGENSCHUTZWÄNDE CERTIFIED X-RAY PROTECTION BARRIERS

Unsere Röntgenschutzwände sind mobil oder fest installiert verfügbar und schützen Sie vor Röntgenstrahlen. Bestehend aus Stahl mit 2.0 mm Bleigleichwert, bieten Sie Ihnen idealen Schutz.

Fragen Sie bitte auch nach kundenspezifischen Lösungen.

Für die Röntgenschutzgläser werden zwei unterschiedliche Typen verwendet: RD 50® und RD 30®.

Our mobile or bottom-mounted barriers protect you from X-Rays.

Made of steel with 2.0 mm lead equivalent our barriers offer you the best protection.

Please ask for customized solutions.

We use for our X-Ray protective glasses two different types: RD 50® and RD 30®.

Art-Nr./ item #	740-3672-760x1911	740-1012-custom	740-3060-760x1910
Größe/ size (circa/ approx.)	191 x 183 cm	verschiedene Größen multiple sizes	191 x 76 cm
Fenster/ window (circa/ approx.)	91 x 183 cm	25 x 30 cm	152 x 76 cm
Gewicht/ weight (circa/ approx.)	146 kg	variiert je nach Größe depends on size	52 kg
Beispielbild example picture			

ZERTIFIZIERTE RÖNTGENSCHUTZVORHÄNGE & RÖNTGENSCHUTZLAMELLEN

CERTIFIED X-RAY PROTECTION CURTAINS & X-RAY PROTECTION STRIP CURTAINS



Wir fertigen Ihr Maß speziell nach Ihren Wünschen. Der Vorhang kann aus einem Stück gefertigt werden oder aus mehreren überlappenden Teilen bestehen.

Mögliche Bleigleichwerte: 0.25, 0.35 und 0.5 mm Pb




In verschiedenen Farben erhältlich

Available in various colors

We manufacture your measure according to your specifications.

Curtains are possible to be made out of one sheet piece or from several overlapping parts.

Available lead equivalent values:
0.25, 0.35 and 0.5 mm Pb



Strahlenschutz-Lamellenvorhang

- manuelle oder elektrische Bedienung
- verschiedene Montagesysteme möglich
- formstabile Lamellen aus PVC-Außenschalen mit Bleikern (SATURNBLEI nach DIN 59610)
- Lamellen 3-seitig dauerelastisch versiegelt für Einsatz in Angio- oder Operationssälen

Radiation Protection Strip Curtain

- manual or electrical operation
- various mounting systems
- deformation resistant slats (outer shell made from PVC) with leaden core (SATURNBLEI acc. to DIN 59610)
- permanent seal on 3 sides to ensure safe use in angina or operating room



verfügbare Bleigleichwerte:
available lead equivalent values:
0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.25, 1.75 mm Pb

BERATUNG UND SERVICE



SUPPORT AND SERVICE



Für die Ausstattung Ihrer Räumlichkeiten stehen wir Ihnen gerne beratend zu Seite.

Strahlenschutzvorhänge oder Stellwände, Rollos oder Fenster für Abschirmungen inkl. Montagezubehör sowie Beschilderungen oder Warnleuchten befinden sich ebenfalls in unserem Produktprogramm. Zusammen mit unserem Montageteam führen wir auch gerne die Installationen unserer Produkte für Sie durch.

Sprechen Sie uns einfach an.

We kindly support you by equipping your treatment rooms.

Radiation protection curtains or movable walls, blinds or windows for protection incl. mounting accessories, as well as signage or warning lights are also part of our product range. Together with our mounting team we kindly carry out installations of our products.

Please contact us for more information.

PROTECT-Laserschutz GmbH
Mühlhofer Hauptstr. 7
DE - 90453 Nürnberg
Tel: +49 (0)911 9644 31 0
Fax: +49 (0)911 9644 31 181
info@protect-laserschutz.de
www.protect-laserschutz.de

Feld für Ihren Firmenstempel
Field for your company stamp