

### Einweg-Augenschutzpads | Disposable Eyeshields




- Einweg-Augenschutz aus einem speziellen Material zum Schutz vor IPL bzw. Laserstrahlung
- zur einmaligen Anwendung
- haftet gut, leicht zu entfernen
- hautfreundlich und latexfrei
- Nasenrücken, Augenbrauen und Schläfen bleiben frei
- 50 bzw. 25 Paar pro Packung
- Disposable eye protection made of a special material for protection against IPL or laser radiation
- for single use
- Easy peel adhesive and latex free
- Good adhesion, painless to remove
- Access to bridge of nose, brows and temples
- 50 bzw. 25 pairs per pack

### Laser/LED (auch für IPL geeignet | also suitable for IPL)

Art.-Nr.: 600-LASP-25-N

- Zur einmaligen Anwendung
- Hautfreundlich
- 25 Paar pro Packung
- For single use
- kind to the skin
- 25 pairs per pack

Wellenlänge (nm) Wavelength (nm)	Schutzstufen der Filter (EN 207) Protection levels of the filter (EN 207)
180 – 315	D LB7 + IR LB3 + M LB3Y
> 315 – 1400	D LB6 + IR LB7 + M LB7Y
> 1400 – 11000	DI LB4
PF CE	



### IPL, Dermabrasion

Art.-Nr.: 600-IPLP-50

- Zur einmaligen Anwendung
- Hautfreundlich
- 50 Paar pro Packung
- For single use
- kind to the skin
- 50 pairs per pack

