

PROTECT[®]
LASERSCHUTZ GMBH

Ihre Sicherheit. Unser Auftrag!
Your Safety. Our Concern!



Laserschutzbrillen

für Veterinärmedizin

Laser Safety Eyewear

for veterinary medicine

PROTECT[®]
medical line

Laserschutzbrille für Hunde, Katzen und Kleintiere

Laser Safety Eyewear for Dogs, Cats and small animals



- Laser-Schutz für die Augen Ihres Haustieres
- in 4 verschiedenen Größen erhältlich (Abhängig vom Gewicht)
- Farbe: blau, rot, schwarz oder chrom
- Verstellbarer, elastischer Kopf- und Kinnriemen
- Kein Beschlagen der Gläser
- Gläser vollständig austauschbar und ersetzbar
- Flexibler, eng anliegender Rahmen
- Schaumstoffpolsterung

- Laser protection for your pet's eyes
- Available in 4 different sizes (depending on the weight)
- Color: blue, red, black or chrome
- Adjustable elastic head and chin strap
- No fogging of the glasses
- Fully interchangeable and replaceable lenses
- Flexible, close-fitting frame
- Foam padding

Filter 0244

Anwendung: Excimer, UV, harmonische Nd:YAG
KTP, Ti:Sa, Diode, Disk, Nd:YAG, Faser

Filtermaterial: Spezialkunststoff

Filterdicke: ca. 2 mm

Filterfarbe: bernstein

VLT: ca. 10 %

Application: Excimer, UV, harmonic Nd:YAG
KTP, Ti:Sa, Diode, Disk, Nd:YAG, Fibre

Filter material: special plastic

Filter thickness: approx. 2 mm

Filter color: amber

VLT: approx. 10 %

Doggles



Cat's Laser Protection



Gewicht des Haustiers Weight of the pet	Größe Size	Art.-Nr.
1 kg – 4 kg	XS	600-K0225-DOGG-XS
4 kg – 12 kg	S	600-K0244-DOGG-S
9 kg – 27 kg	M	600-K0244-DOGG-M
22 kg – 44 kg	L	600-K0244-DOGG-L
über over 44 kg	XL	600-K0244-DOGG-XL

Wellenlänge (nm) Wavelength (nm)	OD Werte OD Values
180 – 315	OD 10+
> 315 – 532	OD 8+
> 532 – 534	OD 6+
535	OD 5+
> 535 – 538	OD 4+
> 538 – 544	OD 3+
> 544 – 546	OD 2+
> 546 – 554	OD 1+
647 – 691	OD 1+
> 691 – 721	OD 2+
> 721 – 744	OD 3+
> 744 – 765	OD 4+
> 765 – 786	OD 5+
> 786 – < 800	OD 6+
800 – 1068	OD 7+
900 – 1020	OD 8+
> 1020 – 1068	OD 9+
> 1068 – 1106	OD 6+
> 1106 – 1114	OD 5+
> 1114 – 1124	OD 4+
> 1124 – 1137	OD 3+
> 1137 – 1153	OD 2+
> 1153 – 1184	OD 1+
9000 – 11000	OD 3+
PF CE	

Weitere Filter auf Anfrage verfügbar, z.B. Filter 0287:
Farbe grün, VLT ca. 28%

Additional filters available on request, e.g. filter 0287:
Color green, VLT approx. 28%

Laserschutzmaske für Pferde

Laser Safety Mask for Horses



- Laser-Schutz für die Augen Ihres Pferdes
 - In 4 verschiedenen Größen erhältlich
 - Oben am Genickriemen und seitlich am Reithalter mittels elastischen Klettverschluss-Halterungen fixierbar
 - Der Abschluss am Nasenriemen bleibt beweglich und schließt durch den Elastikeinsatz weich und sicher ab
- Laser protection for your horse's eyes
 - Available in 4 different sizes
 - Can be fixed at the top of the neck strap and at the side of the noseband with elastic velcro fasteners
 - The noseband closure remains movable and is soft and secure due to the elastic insert.

iso PROTECT-Budget

Größen: Pony, COB, Full, XL
Farbe (Laserschutz): weiß
Material (Laserschutz): Kunststoff
Dicke: ca. 0,8 mm
Gewicht: ca. 280 - 360 g

Sizes: Pony, COB, Full, XL
Color (Laser safety): white
Material (Laser safety): special plastics
Thickness: approx. 0.8 mm
Weight: approx. 280 - 360 g




Wellenlänge (nm) Wavelength (nm)	Schutzstufen (EN 12254) Protection levels (EN 12254)
180 – 315	D AB8 + IR AB3 + M AB5Y
> 315 – 1050	D AB5
> 1050 – 1400	D AB4
> 315 – 1400	I AB7 + R AB6 + M AB8
> 1400 – 11000	DIR AB2 + M AB3Y
	PF CE

Größe Size	Art.-Nr.
Pony	600-AUGM-HORS-PONY
COB	600-AUGM-HORS-COB
Full	600-AUGM-HORS-FULL
XL	600-AUGM-HORS-XL

PROTECT[®]
LASERSCHUTZ GMBH

Ihre Sicherheit. Unser Auftrag!
Your Safety. Our Concern!



Feld für Ihren Firmenstempel
Field for your company stamp

PROTECT-Laserschutz GmbH
Mühlhofer Hauptstraße 7
D-90453 Nürnberg
Germany

Tel: +49 911 96 44 31-0
Fax: +49 911 96 44 31-181

info@protect-laserschutz.de
www.protect-laserschutz.de

PROTECT[®]
industrial line

PROTECT[®]
medical line

PROTECT[®]
r&d line

PROTECT[®]
camouflage line